

床走行式移動用リフト

独立宣言[®]

ムーブ

介護保険
レンタル

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)

標準価格 428,000円(非課税)

品番 DSMV TAISコード:00088-000025

動画・機能説明



昇降



「持ち上げない移乗動作」
で介護の負担を大幅に軽減！



特徴・各部仕様のご紹介

動画・使用例



Point
01

床からはお尻を持ち上げずに移乗



座面先端は
15mm

超低座面で「床移動」

Point
02

ベットや車いすへは肘掛けを跳ね上げて、
持ち上げずに横移乗

肘掛けを跳ね上げて
「横移動」



Point
03

「こたつ」に合わせて



「テーブル」に合わせて

Point
04

走行性に優れたキャスターで
楽々移動

キャスター移動



移乗しやすい座シート

乗り込む方向はすべりやすく、座るとずれにくい生地を採用。

上下動レバー

肘掛け先端にレバーを設置。指先に力を入れてなくても、軽い力で操作できます。左右どちら側にもセット可能。



はね上げ式の肘掛け

はね上げ式の肘掛けは、移乗の際にとっても便利。



はさみ込み防止の安全装置

座シートの下に安全スイッチを装備。下降時に安全スイッチに触れると停止します。



超低床の座面

座面を一番下まで下げると、床からの高さはわずか15mm。床から座面への安全な移乗を可能にしました。



背もたれシート

「耐次亜塩素酸ナトリウム」の抗菌仕様でレザーの変色を軽減します。

簡単3分割

工具なしで簡単に3分割(座部、本体部、ベース部)。持ち運びに便利です。



握りやすい大きなハンドル

移動しやすいように、大きなハンドルを設置。2段階に高さ調節が可能。



電源はバッテリー式

座いすの昇降は、1日5往復として約1週間ご使用できます。これは、使用者の体重やバッテリーの使用期間により変わりますので、目安となります。

軽快な走行性と安心のブレーキ

旋回性に優れたキャスターを採用。固定用ブレーキは、後方のフットブレーキと車輪左右横のレバールブレーキの連動式。移動時以外は、簡単操作でしっかりブレーキ。



取り外し可能なフットレスト

フットレストを付けて安全に移動。使わない時は、取り外して背面に収納できます。



別売品のご案内 ※「独立宣言ムーブ(非課税)」とセット購入の場合は、非課税になります。

- ・安全ベルト (品番: DSMV-SB)
標準価格 10,000円 (税抜価格)

身体を固定でき、移動時も安心です。



- ・シートクッション (品番: DSR5-OPS)
標準価格 8,000円 (税抜価格)

表面はレザーで、裏面はずれ落ちにくい生地を採用。
サイズ: 360(幅)×360(奥行)×30(高さ)mm



仕様

サイズ	585(幅)×800(奥行)×980(高さ)mm	最大許容荷重	100kg
座面の高さ	30mm(先端15mm)～605mm	最大ストローク	575mm
重量	39kg	電源	リチウムイオンバッテリー

●改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。

詳しい情報は
こちら



想像をカタチにする
製造元 **株式会社 コムラ製作所**

〒581-0035 大阪府八尾市西弓削3-9

ISO9001認証取得

ISO14001認証取得

フリーダイヤル

0120-49-0002

TEL (072) 949-0003 <https://komura.co.jp/>

FAX (072) 949-0009