


独立宣言 スマートローザ

コンパクトサイズで超低座面！



従来の超低座面「独立宣言ローザ」よりサイズがとってもコンパクト。ローザより約20%速い昇降スピードは、次の動作に移しやすい効率の良いスピードにしています。製品重量も軽量で移動が簡単。また、工具なしで簡単に3分割できるため持ち運びに便利です。

「独立宣言ローザ」の事例紹介と併せてご提案いたします。

「独立宣言ローザ」ご利用の事例紹介

- 独立宣言ローザ
床から座面高さはわずか1.5cm。移乗がしやすい超低座面。



事例1 【 転倒の不安をなくして生活したい 】

●女性 81歳

団地住まいで一人暮らしをしています。変形性膝関節症で、人工膝関節の手術後は膝に負担がかかる床からの立ち上がり動作をしないようにしています。介護ベッドや椅子に変えて生活をしていましたが、夜中にベッドから転倒して動けなくなったことがありました。

Before



転倒して動けなくなる不安からベッドにいる時間が長くなっていました。動かなくなるとADLが低下する恐れがあるので、転倒に対する不安をなくすために「独立宣言ローザ」をご提案しました。



After



導入後は、床からの移乗動作から立ち上がり動作まで安全に行うことができるようになりました。転倒に対する不安もなくなり歩く機会が増えています。また、慣れ親しんでいた「こたつ生活」も再開することができ、落ち着いて生活ができるようになりました。

事例2 【 老々介護の負担を減らしたい 】

●男性 80歳代

妻と二人暮らしをしています。パーキンソン病を患い薬の服用でなんとか自立した生活をしていますが、床からの立ち上がり動作やベッドからの立ち上がり動作が負担になってきています。老々介護で介護する妻の負担も増えてきています。

Before



病気の症状で歩行が不安定になってきている。座りっぱなしにならず少しでも立って歩くことでQOLを維持したいため「独立宣言ローザ」をご提案しました。



After



安心して立ち座り動作ができるようになり、行動範囲も維持できるようになりました。転倒してしまったり動けなくなった場合でも、ローザを近くまで移動できるので、介助する負担が減ったと喜んでいました。